



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Vaso NOVO CUP

ref: H5703

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/vasos-y-tazas/vaso-novo-cup>



Con el vaso NOVO CUP se tiene un control total del fluido aún estando estirado y no hacen falta almohadas extra o ayuda de otras personas. Ideal para aquellos con limitación de movimientos en la cabeza o cuello.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Recomendado para pacientes encamados que quieren beber sin ayuda de otros.

Transparente y con marcas de capacidad. No se derrama el contenido, aunque el vaso se vuelque.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H5703	250 ml

