



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Taburete plegable 'Leo'

ref: AD537P

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-plegable-leo>



Práctico taburete plegable para baño.

Fabricado en aluminio, es muy ligero y totalmente inoxidable.

Patas telescópicas de altura graduable, con conteras antideslizantes de caucho.

2

80

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Alto regulable	Fondo	Ancho total	Fondo total
--------	---------------	----------------	-------	-------------	-------------





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

AD537P

47 cm

de 37 a 40 cm

30 cm

52 cm

de 46 a 50 cm

