



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tubo de espuma 'Plastazote'

ref: CR0061

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/variados-vida-diaria/tubo-de-espuma-plastazote-blanco>



Muy utilizado para gran variedad de actividades, tanto en terapia como en el día a día. Especial para integrar mangos a utensilios, herramientas, cubiertos, bolígrafos etc... Color blanco. Lavable en lavavajillas.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ø externo	Ø interno	Largo
H6104	30 mm	6 mm	1 m
H6106	30 mm	9 mm	1 m
H6108	30 mm	12 mm	1 m

