



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia


Bolas de ejercicio para manos

ref: H98

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/ejercicio-y-terapia/bolas-de-ejercicio-para-manos>



Theraband es el líder mundial de productos de entrenamiento con resistencia variable. Sus bolas para ejercitar manos, dedos y antebrazo ayudan a mejorar la fuerza de agarre, aumentan las habilidades motrices básicas, mejoran la movilidad de las manos y reducen el estrés. Se recomiendan en casos de artritis, contracturas, estrés, debilidad muscular, etc.





Fortalecer y hacer ejercicio

Los ejercitadores de manos THERABAND están diseñados para fortalecer las manos, las muñecas y los antebrazos. Estos vienen en cinco niveles de progresión que se pueden estirar, apretar y pellizcar mientras se mantiene la forma para fortalecer el agarre, aumentar la destreza y mejorar la movilidad.

Beneficios

El entrenamiento con los ejercitadores de manos THERABAND es beneficioso para quienes sufren de artritis, lesiones por uso excesivo o realizan actividades que requieren un uso intensivo de las manos, las muñecas y los antebrazos. Se recomiendan para la artritis, las lesiones por estrés repetitivo, la reducción del estrés, la recuperación de accidentes cerebrovasculares y el fortalecimiento general.

Terapia de frío y calor

Microondas por intervalos de 3 segundos, por no más de 10 segundos en total o congelar los ejercitadores manuales no tóxicos para terapia de frío o calor. Este método es más útil para las personas que sufren de artritis o lesiones por uso excesivo.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Color	Dureza
H9800	Amarillo	Super blanda
H9801	Rojo	Blanda
H9802	Verde	Media
H9803	Azul	Dura
H9804	Negro	Extra-dura

