



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla SAMBA en U

ref: AD537C

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-samba-en-u>



Silla completa con respaldo de plástico. El asiento en forma de herradura facilita la higiene íntima. Está especialmente diseñada para ser utilizada en el baño. Sus patas extensibles permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho la dotan de gran estabilidad.

3

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Altura asiento	Ancho total	Fondo total	Alto respaldo	Respaldo
AD537C	41 cm	37 cm	36 - 49 cm	48 - 51 cm	56 cm	36 cm	41 x 17 cm

