



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Paralelas plegables

ref: H9562

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/ejercicio-y-terapia/paralelas-plegables>



Paralelas muy robustas y duraderas, que proporcionan una excelente estabilidad.

Se pueden plegar para ahorrar espacio lo que es muy práctico para salas de terapia multiusos o gimnasios.

Diámetro de la barra: 45 mm.

145

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Ancho	Alto regulable
--------	-------	-------	----------------





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

H9562

230 cm

66 cm

de 69 a 100 cm

