



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de baño plegable ACUARIO

ref: AD520

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-de-bano-plegable-acuario>



Silla totalmente inoxidable, fabricada en aluminio muy ligero y fácil de transportar y guardar, gracias a su sistema de plegado. Incorpora un dispositivo antiplegado de seguridad absolutamente necesario según la normativa europea. Asiento y respaldo de formas redondeadas. El asiento en U facilita el acceso para la higiene íntima.

3

100

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho asiento | Fondo asiento | Alto asiento suelo | Ancho total | Fondo total | Alto total |
|--------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|--------|---------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|------------|





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

AD520

40 cm

40 cm

46 - 53 cm

53 cm

55 cm

82 - 89
cm

