



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de baño plegable acolchada 'Aries' ' '

ref: AD520LUX

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-de-bano-plegable-acolchada-aries>



De iguales características que AD520 ACUARIO aunque incorporando un cómodo asiento blando, de tacto cálido y fácilmente extraíble para su limpieza.

3

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento suelo	Ancho total	Fondo total	Alto total
AD52LUX	40 cm	40 cm	de 46 a 53 cm	53 cm	55 cm	de 82 a 89 cm

