



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Toallita para espalda

ref: AD852L

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cuidado-personal/toallita-para-espalda>



Disponible en dos versiones, corta para el cuerpo y larga y curvada para la espalda, que con su forma ergonómica hace posible alcanzar toda la espalda. La toallita se desmonta del mango y está hecha de un material especial que la hace efectiva para lavarse sin absorber demasiada agua, eso significa que la toallita continúa siendo ligera incluso mojada. Recambios disponibles

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Peso
AD852L	77cm	203gr

## Accesorios





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- Toallita de recambio para espalda

