



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés 'Goliath' 250 kg.

ref: ad914....

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/arneses/arnes-goliath-250-kg-->




Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.

Talla única.





Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

[VER VIDEO AQUÍ](#)

