



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asidera 'Ergogrip' a 2 paredes.

ref: LI2611.01...

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/linido-equipacion-integral-del-bano/asidera-ergogrip-a-2-paredes-->



LI2611.016  
Con barra vertical

La barra vertical es móvil y se puede montar donde más convenga, según las necesidades o las preferencias de cada lavabo.

Disponibles en una atractiva gama de colores.

El conector redondo de plástico esta disponible sólo en color blanco.


### Medidas





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Características	Largo	Largo total	Alto	Alto total
LI2611.015	A 2 paredes sin barra vertical	60 x 60 cm	66 x 66 cm	-	-
LI2611.016	A 2 paredes con barra vertical	60 x 60 cm	66 x 66 cm	101,5 cm	115,5 cm

### Accesorios

-  Soporte para teléfono de ducha plástico.