



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Tapones viscoelásticos anatómicos 'Contour'

ref: AP68033

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cuidado-de-los-oidos/tapones-viscoelasticos-anatomicos-contour>



De espuma viscoelástica y anatómicos, se adaptan perfectamente al oído bloqueando así una gran cantidad de ruido exterior. Se suministran en cajas de 20 unidades y también con una pequeña caja donde llevar un par de tapones.

Clasificación de reducción de ruido: **33 Decibelios.**

