



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Molimed Femenino

ref: 1686...

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/incontinencia-y-orinales/molimed-femenino>



Gran absorción: la capa DryPlus conduce el líquido rápidamente hacia el núcleo absorbente, donde el sistema SAP HighDry lo aísla con seguridad. Su diseño proporciona una adaptación perfecta. Piel siempre seca: el tejido exterior permite que la piel respire. Óptima discreción: único y efectivo neutralizador del olor ( las moléculas CYDEX absorben el olor, aislándolo ). \* Mayas no incluidas.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Cantidad	Absorción
168634	14 unidades	Hasta 200ml
168644	14 unidades	Hasta 300ml
168654	14 unidades	Hasta 600ml

