



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Balones de terapia

ref: H3000

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/ejercicio-y-terapia/balones-de-terapia>



Balones de ejercicio PRO SERIES, de desinflado lento. Ligeros y de tacto cálido, están disponibles en 4 tamaños para adaptarse a usuarios de diferentes tallas: de 140 cm a 200 cm.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Diámetro	Alto persona
H3000A	45 cm	1,40 - 1,53 m
H3000B	55 cm	1,55 - 1,68 m
H3000C	65 cm	1,70 - 1,85 m
H3000D	75 cm	1,88 - 2,00 m

