



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Sillón elevador COCOA

ref: AD751

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-cocoa>



El sillón elevador y de relax COCOA, de funcionamiento totalmente electrónico, es uno de los más cómodos del mercado. Simplemente apretando un botón levanta las piernas y al mismo tiempo el asiento acompaña este movimiento hasta adoptar una postura de auténtico descanso. Si continuamos apretando el botón, el respaldo se reclina suavemente hasta la postura deseada.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



La butaca tiene una segunda función: se eleva lentamente inclinándose hacia delante ayudando a incorporarse y ponerse de pie de forma fácil y segura.

Gravedad 0: El asiento se eleva a la vez que se elevan los pies y reclina el respaldo, esto provoca que las extremidades inferiores estén prácticamente a la misma altura que la cabeza. Esta posición está considerada la de máximo confort para el usuario.

113

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Altura asiento	Fondo asiento	Altura respaldo	Ancho total	Alto total	Fondo total	Fondo reclinado	Ángulo reclinación
AD751	50 cm	45 cm	50 cm	70 cm	80 cm	98 cm	100 cm	165 cm	45°

