



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cinturón pélvico pequeño

ref: 60101920

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/buggys-y-sillas-infantiles/cinturon-pelvico-pequeno>



El sillón elevador y de relax COCOA, de funcionamiento totalmente electrónico, es uno de los más cómodos del mercado. Simplemente apretando un botón levanta las piernas y al mismo tiempo el asiento acompaña este movimiento hasta adoptar una postura de auténtico descanso. Si continuamos apretando el botón, el respaldo se reclina suavemente hasta la postura deseada.



La butaca tiene una segunda función: se eleva lentamente inclinándose hacia delante ayudando a





Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

incorporarse y ponerse de pie de forma fácil y segura.



Gravedad 0: El asiento se eleva a la vez que se elevan los pies y reclina el respaldo, esto provoca que las extremidades inferiores estén prácticamente a la misma altura que la cabeza. Esta posición está considerada la de máximo confort para el usuario.

