



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Funda de rizo y poliuretano 90x190 cm.

ref: RC114F

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/fundas-y-protectores/funda-de-rizo-y-poliuretano-90x190-cm>



Fundas completas de rizo, 100% algodón y poliuretano. Gracias a las extraordinarias cualidades del poliuretano inducido (microporoso, impermeable y transpirable) se evita el calor excesivo y el sudor. Antialérgico y reciclable.

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.

Las fundas completas tienen cremallera con solapa, fáciles de colocar y de desfundar.

Lavables a 90°.

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo | Alto | Ancho |
|--------|-------|------|-------|
|--------|-------|------|-------|





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

RC114F

190 cm

15 cm

90 cm

