



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Protector de rizo de algodón transpirable 90x190/200 cm

ref: RC114

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/fundas-y-protectores/protector-de-rizo-de-algodon-transpirable-90x190200-cm>




Protector de rizo 100% algodón sobre una base de poliuretano. Impermeable y transpirable, con tratamiento anti bacterias Sanitized. Antialérgico. Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco. Lavable a 95°. Protector elástico en todo su perímetro.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Protectores con superficie de algodón de tacto suave y base de poliuretano.

Son totalmente impermeables y transpirables.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Alto	Ancho
RC114	190/200 cm	15 cm	90 cm

