



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Funda completa de poliuretano 90x190/200 cm

ref: RC115

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/fundas-y-protectores/funda-de-poliuretano-ignifugo-de-90x190-cm>



Funda completa en poliuretano microporoso, impermeable y que transpira, con tratamiento antiácaros. Protege el colchón de forma integral aislándolo de chinches y de todo tipo de parásitos. Antialérgico, no retiene polvo ni ácaros. Evita el calor y el sudor y alarga la vida del colchón al mantenerlo seco. Lavable a 60°.

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Largo      | Alto  | Ancho |
|--------|------------|-------|-------|
| RC115  | 190/200 cm | 15 cm | 90 cm |

