



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asientos abatibles RELAX

ref: Relax

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-abatibles/asientos-abatibles-relax>



Ultimo diseño de gran estética de la firma sueca Etac, conocida por la calidad de sus productos.

El asiento ergonómico es ligeramente contorneado y multifuncional y mientras a unos les ofrece un mejor acceso, a otros, tal vez con problemas de cadera, les permite sentarse en diagonal. Cuando se pliega queda prácticamente plano en la pared. Posibilidad de colocarle unas patas para obtener una mayor capacidad de carga, hasta 150kg.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**MODELOS:**



AD720



AD721



AD720G



AD721G





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Soporte para brazo de fácil agarre

Los reposabrazos tienen una forma ergonómica para adaptarse a la mano y proporcionar un agarre seguro.



### Varias posiciones para sentarse

El diseño redondeado del asiento permite varias posiciones y acceso desde varios lados.



### Estable y discreto

El asiento es amplio y estable, se pliega contra la pared cuando no está en uso.



### Patas opcionales

Para mayor estabilidad y mayor peso del usuario hasta 150 kg. Altura regulable entre 45 y 55 cm y disponible en dos colores.

Referencias:

AD722 patas de color blanco.

AD722G patas de color gris.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Fondo hasta pared	Color	Reposabrazos	Peso max. sin patas	Peso max. con patas
AD720	39 cm	45 cm	Blanco	No	125 kg	150 kg
AD720G	39 cm	45 cm	Gris	No	125 kg	150 kg
AD721	39 cm	45 cm	Blanco	Si	125 kg	150 kg
AD721G	39 cm	45 cm	Gris	Si	125 kg	150 kg

