



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Pastillero semanal 2 tomas

ref: H9833

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/organizadores-de-la-medicacion/pastillero-semanal-2-tomas>



Este pastillero es ideal para viaje gracias a su sistema de extracción de los compartimentos diarios.

1. Elija el día de la semana que desea extraer
2. Coloque el dedo índice en la hueco redondo debajo del día elegido
3. Presione hacia arriba en el hueco y el compartimento elegido quedara liberado
4. Al terminar, simplemente coloque a presión en el espacio vacío

