



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

LIRA PLUS Equipo para tratamiento de úlceras por presión

ref: AD998

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/colchones-dinamicos/lira-plus-equipo-para-tratamiento-de-ulceras-por-presion>



Este sistema previene y trata las úlceras por presión, gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada y además puede utilizarse en tratamientos paliativos (del dolor) cuando esté prescrito por el médico.





El sistema se compone de compresor y colchón dinámico de tubos de 11 cm de alto, alternante con un ciclo de 6 minutos, recomendado para pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de medio a elevado.

El colchón de tubos, con funda, viene equipado con válvula de desinflado rápido (CPR) para usarlo en caso de emergencias, por ejemplo un paro cardíaco que precise atención inmediata.

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR

- Presión regulable: 40 - 70 mm Hg
- Caudal: 8 litros / minuto
- Ciclo: 6 minutos
- Dimensiones: 12 x 26 x 8 cm

CARACTERISTICAS DEL COLCHÓN

- Máximo peso usuario: 130 kg
- Dimensiones: 195 x 90 x 11 cm
- Materiales: Nylon / PVC
- Funda impermeable de Poliuretano

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Medidas colchón | Ancho compresor | Fondo compresor | Alto compresor | Peso compresor |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| AD998 | 195 x 90 x 11cm | 12cm | 26cm | 8cm | 2,2kg |

