



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador y rehabilitador de la marcha DYNAMICO

ref: BF1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/caminadores-ninos/caminador-y-rehabilitador-de-la-marcha-dynamico>



Permite aumentar el grado de autonomía al caminar. DYNAMICO es un dispositivo de gran utilidad para la reeducación y/o rehabilitación de la marcha. Según las circunstancias de cada persona, puede utilizarse de forma temporal o permanente. Disponibles en dos versiones: para uso en interior o en exteriores.

DISPONIBLE EN DOS MODELOS:

- **DYNAMICO interior:** 5 tallas, garantiza completa adaptabilidad a todos los niños
- **DYNAMICO exterior:** 3 tallas, posibilita el empleo del andador por calles, jardines, etc. sin peldaños ni grandes pendientes.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Para uso en interiores

Fácil maniobrabilidad para un acceso más seguro al hogar.



Para uso en exteriores

Estable y sólido, proporciona soporte en cualquier superficie.



Soporte torácico

apoyo acolchado para el tronco, ajustable en altura. Se puede quitar para personas con suficiente control del tronco. Permite un fácil acceso gracias a la apertura trasera.



Soporte pélvico

Soporte acolchado para la pelvis. Es ajustable en altura o en dirección adelante-atrás para regular el baricentro y definir la forma de andar del usuario. Permite un fácil acceso gracias a la apertura trasera.



Manillar

Regulable en altura y adelante-atrás.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Pomos de fácil regulación

Para el ajuste en altura del soporte torácico y pélvico.



Chasis

Chasis cromado y pintado con epoxi atóxico.



Frenos de mano

Disponible solo para el modelo para uso en exteriores.



Arnés de apoyo al usuario en caso de caída.

Es regulable en altura gracias a unos cinturones y en cincha con tiras de velcro. Se puede quitar fácilmente para lavar.



Parachoques

Parachoques de PVC semi elástico para proteger de impactos.



Ruedas

DYNAMICO INTERIOR
8cm, 4 ruedas giratorias. Todos están provistos de frenos independientes.

DYNAMICO EXTERIOR
17 cm, ruedas delanteras pivotantes. 30 cm, ruedas traseras fijas.






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



**DYNAMICO PARA INTERIORES
DIMENSIONES Y PESOS:**

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5
A: altura sop. pélvico - suelo	de 44 a 60 cm	de 66 a 82 cm	de 77 a 102 cm	de 85 a 112 cm	de 97 a 125 cm
B: altura sop. torácico - suelo	de 52 a 70 cm	de 77 a 95 cm	de 89 a 116 cm	de 92 a 126 cm	de 105 a 138 cm
C: profundidad soporte	18 cm	21 cm	25 cm	30 cm	32 cm ST*/41 cm SP*
D: anchura soporte	25 cm	28 cm	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferencia soporte	65 cm	75 cm	85 cm	110 cm	120 cm
F: longitud	79 cm	84 cm	88 cm	95 cm	106 cm
G: anchura	66 cm	66 cm	66 cm	71 cm	77 cm
H: altura de usuario	de 75 a 100 cm	de 95 a 130 cm	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso de la Ayuda	12 kg	14,6 kg	15,6 kg	17 kg	19,7 kg
Capacidad máxima	55 kg	70 kg	85 kg	100 kg	115 kg
Dimensiones máx. de torneado	97 cm	101 cm	104 cm	117 cm	127 cm



**DYNAMICO PARA EXTERIORES
DIMENSIONES Y PESOS:**





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

	Talla 3	Talla 4	Talla 5
A: altura sop. pélvico - suelo	de 85 a 110 cm	de 93 a 120 cm	de 106 a 133 cm
B: altura sop. torácico - suelo	de 97 a 124 cm	de 100 a 134 cm	de 116 a 146 cm
C: profundidad soporte	25 cm	30 cm	32 cm ST* / 41 cm SP*
D: anchura soporte	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferencia soporte	85 cm	110 cm	120 cm
F: longitud	94 cm	101 cm	111 cm
G: anchura	74 cm	78 cm	84 cm
H: altura de usuario	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso de la Ayuda	19,3 kg	20,4 kg	22,7 kg
Capacidad máxima	85 kg	100 kg	115 kg

ACCESORIOS OPCIONALES:



509 For soporte de espalda
Ayuda en profundidad en tronco, espalda y caderas. Para proporcionar estabilidad. Con el respaldo de la silla reclinable (20) y la mesa (32).



543 Sillas para soporte de
caderas
Mantener la circunferencia



524 Mesa transparente
Ayuda en el peso y presión.
Disponibles con apoyo de brazos, como
silla (1) o con el soporte de la silla (20) y la silla de apoyo (32) de
200.



513 Barra de apoyo regulable
Ayuda en el peso y presión.
Ayuda en el peso y presión.
Disponibles con el soporte de la silla (20) y la silla de apoyo (32).



516 Ajustador
Regula el ángulo de la silla de la silla en un rango de 0 a 90 grados para la silla L y T y para una silla reclinable (20).



514 Separador de piernas
Ayuda en el peso y presión.
Disponibles con el soporte de la silla (20) y la silla de apoyo (32).



511 Separador de piernas para
silla de ruedas
Ayuda en el peso y presión.
Disponibles con el soporte de la silla (20) y la silla de apoyo (32).



512 Separador direccional de
piernas
Ayuda en el peso y presión.
Disponibles con el soporte de la silla (20) y la silla de apoyo (32).



510 Ruedas estabilizadoras
Ayuda en el peso y presión.
Disponibles con el soporte de la silla (20) y la silla de apoyo (32).

