



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Bipedestador MINI STANDY

ref: BM1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bipedestadores/bipedestador-mini-standy>



Bipedestador renovado con nuevos colores y barras numeradas para facilitar la regulación en altura del chasis.





**Ayudas Dinámicas®**


Productos para una mayor independencia

El Mini Standy de Ormesa es un bipedestador vertical para niños con necesidades especiales que asegura una excelente verticalización. Su versatilidad y facilidad de ajuste hacen del Mini Standy un soporte postural seguro y cómodo diseñado para ofrecer al niño importantes ventajas psicofísicas:

- Facilitación del peristaltismo, la digestión y las funciones intestinales
- Fortalecimiento de músculos y huesos
- Desarrollo de habilidades sociales

### **Un cambio de perspectiva: interactuando en posición vertical**

La posición de pie es fundamental para la interacción con el entorno físico y social, especialmente para los niños. El Mini Standy facilita la estabilización ortostática en las más diversas situaciones, contribuyendo a potenciar la autonomía personal en numerosas actividades terapéuticas y cotidianas. Ayuda a todos aquellos procesos útiles para un correcto desarrollo psicofísico, abriendo el acceso a más oportunidades educativas y relacionales. Por ejemplo, la posibilidad de que el niño juegue con amigos complete ejercicios de coordinación ocular y manual, experimente con actividades de manipulación y haga los deberes de forma segura y entretenida.



**Mesa de contrachapado de abedul**, diseñada con fines educativos y para el apoyo de los miembros superiores, se puede quitar para facilitar los ejercicios de los miembros superiores y del tronco.  
Regulación de altura, inclinación y adelante-atrás.



**Rodilleras con acolchado extraíble**, lavable y con orificios para descarga rotuliana. Regulable independientemente en altura, rotación, abducción y hacia adelante hacia atrás.



**Soportes de talón**, ajustables en ancho y profundidad.






**Ayudas Dinámicas®**


Productos para una mayor independencia

## MEDIDAS:


medidas en cm, pesos en kilos




MINI STANDY 1 PESO DISPOSITIVO: 17 kg. CARGA MÁXIMA 25 kg.



MINI STANDY 2 PESO DISPOSITIVO: 21 kg. CARGA MÁXIMA 45 kg.




MINI STANDY 3 PESO DISPOSITIVO: 23 kg. CARGA MÁXIMA 55 kg.



### ACCESORIO OPCIONAL

865 Reposacabezas multirregulable altura, inclinación y adelante atrás ajuste con pomos.



### ACCESORIO OPCIONAL

944 Reductores de circunferencia 3 cm de espesor cada uno. Se pueden insertar en los soportes para usuarios más delgados.

