



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento de altura regulable con respaldo y brazos PRESSALIT

ref: R7430

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asientos-abatibles/asiento-de-altura-regulable-con-respaldo-y-brazos>



El extraordinario diseño de PRESSALIT CARE se traduce en asientos ergonómicos con un alto nivel de calidad y flexibilidad. Los asientos transmiten confianza y seguridad al usuario y a los que invierten en sus instalaciones ofreciendo las mejores soluciones. Sus productos son fuertes y duraderos y su atractiva paleta de colores combina en cualquier entorno. Consulte colores disponibles.

Un asiento versátil y flexible para los usuarios más exigentes, también ideal para lavabos con diferentes usuarios. El asiento y los brazos se pliegan hacia arriba, ocupando el mínimo espacio, dejando más espacio libre. Fabricados en material blando, antideslizante y cálido al tacto. Asiento, respaldo y brazos se pueden regular 38cm de altura, simultáneamente con un fácil sistema. La altura de los brazos también se puede regular independientemente del asiento y respaldo. La forma oval de los brazos ofrece una superficie agradable y de fácil acceso para apoyarse y para incorporarse.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

<b>Modelo</b>	<b>ANCHO ASIENTO</b>	<b>Ancho entre brazos</b>	<b>FONDO ASIENTO</b>	<b>FONDO TOTAL</b>	<b>ANCHO RESPALDO</b>	<b>PLEGADO</b>
R7430	43,7 cm	55 cm	45 cm	60,4 cm	38,5 cm	22 cm

