



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Contenedor para pañales 'Easy seal'

ref: CR0005

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/contenedor-de-panales/contenedor-para-panales-easy-seal>



El único sistema de recogida de pañales, material de curas y otro tipo de residuos sanitarios, libre de olores y gérmenes. Discreto, higiénico (la tapa y la bolsa antibacterias reducen el riesgo de infecciones). De fácil uso, EASYSEAL elimina los olores con un simple movimiento de giro y sellado. Ayuda a mantener el entorno agradable, tanto para los residentes como para el personal sanitario. Contribuye a dar una buena impresión en su residencia o centro de día cuando reciba a futuros usuarios, familiares, visitantes y trabajadores.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



USO

SENCILLO:


- 1-** Empuje el pañal doblado a través de la boca del contenedor.
- 2-** Gire 2 veces la boca del contenedor. El pañal queda envuelto individualmente en la bolsa antibacteriana.
- 3-** Cierre la tapa.

Cuando el contenedor está lleno, se vacía la cadena de pañales envueltos en un contenedor de basura. En el modelo MAXI se puede colocar una bolsa de basura para hacer el vaciado aún más fácil.

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Capacidad  | Alto  | Ancho |
|--------|------------|-------|-------|
| RC102  | 10 pañales | 50 cm | 30 cm |

### Accesorios

-  Cartucho de recambio