



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Respaldo reclinable Gades

ref: GR17

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/accesorios-movilidad/respaldo-reclinable-gades>



La silla más ligera de la familia GADES

La más ligera del mercado y robusta en su categoría, desde 12,3kg el modelo de rueda de 300mm Ø y 13,7kg con rueda de 600mm Ø

## Reposabrazos





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.



- Altura regulable de 21 a 28,5 cm
- Profundidad regulable desde 26 a 37 cm
- Blandos y confortables
- Desmontables







**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### Quick Release (Ejes desmontables)

- Ruedas traseras desmontables en el modelo 600mm Ø



### Regulación centro de gravedad y asiento regulable en altura

- En 2 posiciones en el modelo 600mm Ø
- Altura trasera de 40 a 47 cm
- Altura delantera de 45,5 a 47 cm

**Robusta y duradera:** Fabricada con resistente tubo de aluminio de 25mm Ø

**Ligera:** Diseñadas para los usuarios y acompañantes que precisan una silla lo más ligera posible

### Ruedas

- Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

- Traseras de PU antipinchazos de 600 mm y 300mm Ø
- Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo

### **Reposapiés**

- Regulables en altura, abatibles hacia dentro y fuera
- Desmontables

### **Gades Gap ligera de aluminio con ruedas de 300mm Ø**

