



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Bipedestador STANDY adultos

ref: BH1-3/4

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bipedestadores-adultos/bipedestador-standy-adultos>



Posiciona a la persona en bipedestación, con una postura adecuada y con seguridad. El estabilizador STANDY es el resultado de la consolidación de la experiencia de la firma italiana ORMESA en su constante búsqueda de soluciones posturales para la rehabilitación y para garantizar una óptima relación con el entorno.

**MÁS INFORMACIÓN**

