



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Banqueta PORTOFINO

ref: AD838

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/banqueta-portofino>



Con un diseño elegante y funcional a la vez, la moderna y versátil gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Asientos diseñados y fabricados en Italia con los mejores materiales, todos inoxidable y ligeros. Su concepción modular hace de esta gama justo lo que necesitamos, desde una silla completa a una banqueta, con o sin brazos, dependiendo de las necesidades y evolución de cada del usuario y de cómo éstas cambien.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**DISPONIBLE EN DOS COLORES**

2

120

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo  | Ancho total | Alto total | Fondo total | Ancho asiento | Fondo asiento | Alto asiento | Color  |
|---------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| AD838   | 57 cm       | 39 - 54 cm | 36 cm       | 50 cm         | 30 cm         | 39 - 54 cm   | Blanco |
| AD838-N | 57 cm       | 39 - 54 cm | 36 cm       | 50 cm         | 30 cm         | 39 - 54 cm   | Negro  |





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Accesorios



- Asiento blando para banqueta y silla Portofino (A838F)

