



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla PORTOFINO

ref: AD839

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/silla-portofino>



Con un diseño elegante y funcional a la vez, la moderna y versátil gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Asientos diseñados y fabricados en Italia con los mejores materiales, todos inoxidable y ligeros. Su concepción modular hace de esta gama justo lo que necesitamos, desde una silla completa a una banqueta, con o sin brazos, dependiendo de las necesidades y evolución de cada del usuario y de cómo éstas cambien.

3

120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Alto total	Fondo total	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento
--------	-------------	------------	-------------	---------------	---------------	--------------





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

AD839	57 cm	64 - 79 cm	35 cm	50 cm	30 cm	39 a 54 cm
-------	-------	---------------	-------	-------	-------	------------

Accesorios



- Asiento blando para banqueta y silla Portofino (A838F)

