



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Barandilla corta 90cm

ref: AD953

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/barandillas/barandilla-corta-90cm>



Esta barandilla previene caídas y da confianza al paciente sin limitar sus movimientos, ya que no encierra a la persona en la cama. Producto adecuado para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones. Es una buena ayuda para entrar y salir de la cama. Abatible.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Largo	Anclaje
AD953	40 cm	90 cm	28 x 85 mm
AD953/A	40 cm	90 cm	42 x 85 mm

