



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla activa ERGO LIVE

ref: KM

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-activas/silla-activa-ergo-live>



ERGO LIVE es una silla muy estable y de repuesta ágil. Moverse con ella es una experiencia dinámica agradable. Está diseñada para personas con estilo propio. Activa, ligera, moderna. Fabricada en aluminio para aviación, ERGO LIVE es ligera y robusta a la vez, con un rendimiento sorprendente: solamente pesa 12 kg (9 kg sin ruedas traseras) y soporta hasta 125 kg. Opcional: Respaldo sin puños Ruedas de 600 con 3º camber

12

125

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO ASIENTO	Fondo asiento	Ancho total	Fondo total	Altura asiento delante	Altura asiento	Alto respaldo
--------	---------------	---------------	-------------	-------------	------------------------	----------------	---------------





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

KM10	41cm	41cm	59cm	90cm	48-51cm	43-49cm	33-41cm
KM11	41cm	45cm	59cm	94cm	48-51cm	43-49cm	33-41cm
KM12	45cm	41cm	63cm	90cm	48-51cm	43-49cm	33-41cm
KM13	45cm	45cm	63cm	94cm	48-51cm	43-49cm	33-41cm

## Accesorios

-  Protector de ropa y ruedas 3D
-  Reposabrazos abatibles
-  Antivuelcos

