



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Reposabrazos abatibles

ref: KM2

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-activas/reposabrazos-abatibles>



ERGO LIVE es una silla muy estable y de repuesta ágil. Moverse con ella es una experiencia dinámica agradable. Está diseñada para personas con estilo propio. Activa, ligera, moderna. Fabricada en aluminio para aviación, ERGO LIVE es ligera y robusta a la vez, con un rendimiento sorprendente: solamente pesa 12 kg (9 kg sin ruedas traseras) y soporta hasta 125 kg. Opcional: Respaldo sin puños Ruedas de 600 con 3º camber

