



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

MINI STANDY DJ

ref: StandyDJ

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bipedestadores/mini-standy-dj>



Gracias a la música, el ritmo y las vibraciones Mini Standy DJ revoluciona el momento de la bipedestación. La propagación de las vibraciones causadas por una fuente sonora (sistema audio patentado) a lo largo de la estructura del chasis y de los elementos de contención, permite que el niño tenga una extraordinaria experiencia multisensorial, que lo gratifica, lo motiva y le permite interactuar mejor con el ambiente.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



UN NUEVO CONCEPTO DE BIPEDESTADOR

El APP Multisensorial Standing es un bipeDESTADOR vertical para niños con necesidades especiales diseñado por Ormesa para hacer la terapia más amena y participativa, gracias a una extraordinaria experiencia multisensorial. ¿Cómo? A través de la propagación de vibraciones, inducidas por una fuente de audio a través del chasis y los componentes de sujeción.

El uso de esta ayuda facilita la participación dinámica e interactiva del niño durante la rehabilitación dirigida a:

- Reforzar la posición de pie
- Mejorar la interacción con el entorno.
- Estimular las capacidades cognitivas oculares-manuales

MÚSICA, RITMO, VIBRACIÓN: ¡CONECTA TU DISPOSITIVO!

La APP Multisensorial Standing transforma cualquier señal de audio en una vibración, gracias a un kit electrónico patentado colocado debajo de la base, al que se puede conectar cualquier tipo de dispositivo de aprendizaje interactivo con salida de audio analógica.

TODA LA VERSATILIDAD QUE NECESITAS

La estructura de la Multisensorial Standing App se puede adaptar a diversas necesidades posturales. Tanto los soportes para el pecho como los pélvicos son ajustables de forma independiente, al igual que los soportes para las rodillas y los topes para los talones. La bandeja de madera de abedul, ideal para actividades educativas y soporte de miembros superiores, se puede quitar fácilmente para facilitar las actividades de rehabilitación. App Multisensorial Standing es un producto patentado.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia




- Elimina los inconvenientes derivados de la escasa aceptación de ayuda.
- Aumente la motivación al usuario.
- Estimula el sistema neurovegetativo, sensorial y neuromotor.
- Transforma la ayuda pasiva en activa.


MEDIDAS:

medidas en cm, pesos en kilos


Altura del usuario: de 75 a 100 cm



Altura del usuario: de 95-125 cm



Altura del usuario: de 120 a 150 cm






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



ACCESORIO OPCIONAL
865 Reposacabezas multirregulable altura, inclinación y adelante atrás ajuste con pomos.



ACCESORIO OPCIONAL
944 Reductores de circunferencia 3 cm de espesor cada uno. Se pueden insertar en los soportes para usuarios más delgados.

