



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de baño y wc FLAMINGO

ref: Flamingo

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/silla-de-bano-y-wc-flamingo>



Flamingo está disponible en 4 tallas y ha sido diseñada para niños y adolescentes. El asiento es basculante y la inclinación del respaldo se puede ajustar. Flamingo cubre, por tanto, las necesidades especiales que puedan existir en la postura de sedestación.






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Flamingo es una silla de baño/inodoro disponible en 4 tamaños y apta para niños y jóvenes. El asiento se puede bascular y el respaldo se puede reclinar independientemente. Por lo tanto, el Flamingo puede ayudar a los niños con necesidades especiales con su postura al sentarse. El Flamingo es fácil de limpiar y facilita la higiene personal. Es regulable en altura y se puede colocar sobre el inodoro o se puede utilizar con una cubeta.

El asiento Flamingo se entrega de serie con un respaldo estrecho y abierto. Para mayor soporte para el tronco, se pueden montar soportes laterales abatibles o se pueden usar extensiones de respaldo con acolchados de PU, que rodean y sostienen los hombros.



### **Basculación y reclinación del respaldo.**

El asiento bascula y el respaldo se reclina para la comodidad y el posicionamiento del niño.




### **Chasis plegable**

Se pliega para su almacenamiento o transporte.



### **Chasis regulable en altura**

Se ajusta para adaptarse a la altura del cuidador y el inodoro.



### **MEDIDAS:**

	Talla 1	Talla 2		Talla 3	Talla 4
Ancho del asiento (A)	25 cm (10")	28 cm (11")	Ancho del asiento (A)	32 cm (12½")	34 cm (13")
Profundidad del asiento (B)	24 cm (9½")	29 cm (11½")	Profundidad del asiento (B)	34 cm (13¼")	40 cm (15½")
Anchura del respaldo (C)	36 cm (14")	38 cm (14¾")	Anchura del respaldo (C)	41 cm (16")	47 cm (18½")
Longitud de la tibia (D)	18-26 cm (7-10")	25-35 cm (9¾-13½")	Longitud de la tibia (D)	30-40 cm (11¾-15½")	30-40 cm (11¾-15½")
Altura del asiento (E)	50-60 cm (19½-23½")	50-60 cm (19½-23½")	Altura del asiento (E)	50-60 cm (19½-23½")	50-60 cm (19½-23½")
Ancho de los hombros (F)	30 cm (12")	32 cm (12½")	Ancho de los hombros (F)	38 cm (15")	40 cm (15½")
Ancho del respaldo	19½ cm (7½")	22 cm (8½")	Ancho del respaldo	26 cm (10")	28 cm (11")
Ancho del chasis (G)	44 cm (17")	46 cm (18")	Ancho del chasis (G)	50 cm (19¾")	54 cm (21")
Longitud (H)	66 cm (26")	66 cm (26")	Longitud (H)	66 cm (26")	66 cm (26")
Altura del chasis con asiento (I)	86 cm (33½")	89 cm (35")	Altura del chasis con asiento (I)	93 cm (36½")	95 cm (37")
Altura del asiento, plegado	24 cm (9½")	26 cm (10")	Altura del asiento, plegado	27 cm (10½")	27 cm (10½")
Longitud del asiento, plegado	37 cm (14½")	40 cm (15½")	Longitud del asiento, plegado	43 cm (17")	46 cm (18½")
Altura del chasis, plegado	20 cm (8")	20 cm (8")	Altura del chasis, plegado	20 cm (8")	20 cm (8")
Longitud del chasis, plegado	74 cm (29")	74 cm (29")	Longitud del chasis, plegado	74 cm (29")	74 cm (29")
Peso	11 kg (24 lb)	13 kg (29 lb)	Peso	14 kg (31 lb)	15 kg (33 lb)
Peso máximo del usuario	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)	Peso máximo del usuario	60 kg (132 lb)	70 kg (154 lb)





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Asa de empuje**  
Proporciona un punto seguro para maniobrar la silla.



**Reposabrazos/bandeja abatible**  
Proporciona soporte para la parte superior del brazo y se balancea para transferirlo



**Cubeta**  
Una cubeta con inodoro ayuda a crear una solución de baño flexible y conveniente.



**Soportes laterales fijos**  
Para apoyo adicional y posicionamiento.



**Varilla para montar extensión de respaldo**



**Extensión de respaldo**  
Aumente la altura del respaldo en 100 mm.



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Extensiones laterales  
envolventes con acolchado de  
PU**

Proporciona un control y una  
posición del torso.



**Reposabrazos**

Proporciona apoyo para los  
brazos. No se puede utilizar junto  
con los laterales para el respaldo  
o la bandeja abatible.



**Soportes para montaje  
directo en inodoro**

Para montar el asiento Flamingo  
en un inodoro normal.



**Cabezal n. 1**

Soporte de cabeza estrecho con  
lados profundos. Muy adecuado  
para usuarios pequeños que  
necesitan soporte lateral.



**Cabezal n. 2**

Soporte de cabeza más ancho  
con lados profundos. Muy  
adecuado para usuarios que  
necesitan soporte lateral.



**Cabezal n. 3**

Soporte de cabeza estrecho con  
grandes lados inclinados. Muy  
adecuado para usuarios que  
necesitan un soporte completo  
para la cabeza.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



#### Cabezal n. 4

Amplio soporte para la cabeza con lados pequeños para usuarios con mejor control de la cabeza. Especialmente utilizado para soporte de cuello.



#### Chaleco de red

Sostiene la parte superior del cuerpo y proporciona un agarre firme y flexible contra el pecho y los lados del tronco. Adecuado para situaciones de baño y aseo.



#### Chaleco cruzado de red

Sostiene la parte superior del cuerpo y proporciona un agarre firme y flexible contra el pecho y los lados del tronco. Adecuado para situaciones de baño y aseo.