



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla-tumbona de baño MANATEE

ref: Manatee

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/silla-tumbona-de-bano-manatee>



La hamaca Manatee está diseñada para proporcionar una buena experiencia de baño tanto al usuario como al cuidador. Se coloca directamente dentro la bañera y también tiene la opción de adquirir una base con ruedas regulable en altura para la ducha. Incluye de serie soporte cabezal y cinturón estándar.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



La hamaca Manatee está diseñada para proporcionar una buena experiencia de baño tanto al usuario como al cuidador. La hamaca está diseñada para colocar al niño en posición sentada o supina. La profundidad del asiento se puede regular, lo que permite que la hamaca "crezca" con el niño y proporciona muchos años de uso. Los ajustes y accesorios están lógicamente posicionados, proporcionando al cuidador mejores condiciones de trabajo



**Base para la bañera opcional**

La base de la hamaca para la bañera mejora la posición del cuidador a la hora del baño.



**Base regulable en altura para la ducha opcional**

La base con ruedas permite regular la altura de la hamaca para mejorar la posición del cuidador a la hora de la ducha.





**Ayudas Dinámicas®**  
 Productos para una mayor independencia



El Manatee es muy ligero y se puede plegar fácilmente para almacenarlo o transportarlo.



**Soportes/cabezal**  
 Se pueden agregar soportes multifuncionales para apoyar la cabeza y/o el tronco, si el niño necesita soporte postural mientras se baña.



Manatee es la hamaca de baño apta para niños a partir de 1 año. No todos los niños son iguales, por eso es importante usar la tabla de medidas para encontrar el tamaño correcto para su hijo.

**MEDIDAS:**



Hamaca	0	1	2	3
Ancho asiento	33cm	33cm	33cm	43cm
Profundidad del asiento	330-350 mm	330-370 mm	330-400 mm	400-470 mm
Altura del respaldo	43cm	43cm	58cm	63cm
Peso máximo	50 kg	55 kg	60 kg	70kg
Ancho total	43cm	43cm	43cm	43cm
Longitud plegada	1030-1100 mm	1130-1170 mm	1200-1400 mm	1400-1500 mm
Ancho plegada	43cm	43cm	43cm	43cm
Altura plegada	130cm	130cm	130cm	130cm
Peso del producto	5,5kg	5,5kg	6 kg	7 kg

Bases opcionales	Base para la ducha	Base para la bañera
Peso máximo	70kg	70kg
Longitud total	980mm	980-1100 mm
Ancho total	580mm	430mm
Altura total	100-900 mm	270mm
Longitud plegada	980mm	-
Ancho plegada	580mm	-
Alto plegada	210mm	-
Peso del producto	8 kg	2 kg

