



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla-tumbona de baño MANATEE

ref: Manatee

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/silla-tumbona-de-bano-manatee>



La hamaca Manatee está diseñada para proporcionar una buena experiencia de baño tanto al usuario como al cuidador. Se coloca directamente dentro la bañera y también tiene la opción de adquirir una base con ruedas regulable en altura para la ducha. Incluye de serie soporte cabezal y cinturón estándar.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



La hamaca Manatee está diseñada para proporcionar una buena experiencia de baño tanto al usuario como al cuidador. La hamaca está diseñada para colocar al niño en posición sentada o supina. La profundidad del asiento se puede regular, lo que permite que la hamaca "crezca" con el niño y proporciona muchos años de uso. Los ajustes y accesorios están lógicamente posicionados, proporcionando al cuidador mejores condiciones de trabajo



Base para la bañera opcional

La base de la hamaca para la bañera mejora la posición del cuidador a la hora del baño.



Base regulable en altura para la ducha opcional

La base con ruedas permite regular la altura de la hamaca para mejorar la posición del cuidador a la hora de la ducha.





Ayudas Dinámicas®
 Productos para una mayor independencia



El Manatee es muy ligero y se puede plegar fácilmente para almacenarlo o transportarlo.



Soportes/cabezal
 Se pueden agregar soportes multifuncionales para apoyar la cabeza y/o el tronco, si el niño necesita soporte postural mientras se baña.



Manatee es la hamaca de baño apta para niños a partir de 1 año. No todos los niños son iguales, por eso es importante usar la tabla de medidas para encontrar el tamaño correcto para su hijo.

MEDIDAS:



Hamaca	0	1	2	3
Ancho asiento	50mm	52mm	53mm	42mm
Profundidad del asiento	220-260 mm	200-270 mm	190-460 mm	400-470 mm
Altura del respaldo	420mm	420mm	580mm	620mm
Peso máximo	50 kg	55 kg	61kg	70kg
Ancho total	420mm	420mm	420mm	420mm
Longitud plegada	1020-1100 mm	1120-1170 mm	1280-1420 mm	1480-1520 mm
Ancho plegada	420mm	420mm	420mm	420mm
Altura plegada	120mm	130mm	120mm	130mm
Peso del producto	5,5kg	5,5kg	6 kg	7 kg

Bases opcionales	Base para la ducha	Base para la bañera
Peso máximo	70kg	70kg
Longitud total	980mm	980-1110 mm
Ancho total	580mm	420mm
Altura total	100-200 mm	270mm
Longitud plegada	980mm	-
Ancho plegada	580mm	-
Alto plegada	210mm	-
Peso del producto	8 kg	2 kg

