



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Apósitos anatómicos para incontinencia femenina ABRI-SAN

ref: Abri-san

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/incontinencia-y-orinales/apositos-anatomicos-para-incontinencia-femenina-abri-san>



Sistema de secado superior que permite sentirse seco y cómodo dejando que la piel respire.

- **Gran absorción:** compresas para la incontinencia de rápida y gran absorción (hasta 650ml).
- **Diseño ergonómico:** que proporciona una adaptación perfecta.
- **Piel siempre seca** gracias al tejido exterior que transpira.
- **Discreción:** efectivo neutralizador del olor.
- **Comodidad:** alta calidad del tejido, cálido y suave al tacto.

Se suministra en bolsas de 28 unidades





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Absorción
AB9253MINI	200ml
AB9260MIDI	350ml
AB9267MAXI	650ml

