



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador funcional de espuma

ref: H1863-1864

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/accesorios-movilidad/elevador-funcional-de-espuma>



Soporte elevador anatómico que ayuda a reducir el edema. Posiciona la mano en reposo, la muñeca en 30º de extensión, MCPs el antebrazo en 60º de flexión y el Ips ligeramente flexionado. Se puede usar en la cama, sobre una mesita o en una silla de ruedas (en combinación con la bandeja de soporte H1865). Fabricado en espuma de célula abierta que se puede cortar con un cuchillo eléctrico para hacer una adaptación a medida.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Lado
H1863	Izquierdo
H1864	Derecho





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Accesorios



- Bandeja para elevador funcional

