



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Sistema de baño OTTER

ref: OT..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/sistema-de-bano-otter>



El sistema de baño Otter ha sido diseñado para darle al niño apoyo postural en la bañera o la ducha.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- Duradero y ligero. Chasis de plástico, fácil de limpiar.
- Tejido suave, fácil de montar para lavarlo a máquina.
- La silla se puede desmontar del soporte para bañar al niño sentado en ella directamente sobre la bañera.
- Asiento y respaldo regulable con 5 ángulos a elegir para adaptarse a los diversos requerimientos del usuario.
- Patas antideslizantes ajustables en altura hasta una altura de 18 cm para colocarlo a la altura ideal del cuidador.
- La altura puede ser ajustada con el niño en la silla.
- El sistema Uni-Bar permite hacer los ajustes en el asiento y en el respaldo con una sola mano.
- Las correas de las piernas permiten la abducción y aducción para optimizar el control postural.
- Dos correas de posicionamiento aseguran al niño al asiento.
- Los soportes en la cabeza son regulables en anchura y altura para mayor comodidad. Se pueden usar también como soportes laterales.
- Silla plegable para almacenarla fácilmente o transportarla.



La silla de baño Otter Pediatric proporciona apoyo y seguridad a los niños durante el baño. El Otter tiene un asiento y un respaldo ajustables en ángulo para adaptarse a las necesidades de posicionamiento de cada niño. Las patas son antideslizantes por seguridad y pueden elevar la silla 18 cm adicionales. La silla tiene soportes laterales regulables en altura y anchura que se pueden utilizar para posicionar la cabeza o el tronco.

### **TRES TALLAS DISPONIBLES**

El sistema de baño pediátrico Otter está disponible en tres tamaños y opcionalmente con base para bañera o para ducha.

Hamaca plegable para almacenarla fácilmente o transportarla.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **BASE CON RUEDAS PARA LA DUCHA OPCIONAL**

Eleva la altura de la Otter. Válido para las tres tallas de silla. Estructura de aluminio robusta, ligera y manejable. Ruedas giratorias para facilitar su manipulación, con cuatro ruedas con frenos.

Cierres sencillo: permite el montaje y desmontaje rápido.

**Dimensiones:**

- Ancho 69 cm
- Alto 53 cm
- Largo 84 cm



### **BASE PARA LA BAÑERA OPCIONAL**

Un soporte para las tres tallas. Con esta base se eleva la silla a la altura más cómoda para el cuidador.

Patas antideslizantes y plegables para un cómodo almacenamiento y transporte.

Cierres sencillo: permite el montaje y desmontaje rápido.

**Dimensiones:**

- Altura ajustable de 13 a 25 cm
- Ancho 43 cm
- Largo 81 cm

## **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Tallas</b>	<b>Ancho asiento</b>	<b>Prof. asiento</b>	<b>Altura respaldo</b>	<b>Altura asiento</b>	<b>Altura usuario</b>	<b>Peso máx.</b>
OT 1000	Sistema pequeño	37 cm	33 cm	45 cm	5 -18 cm	91 cm	30 kg
OT 2000	Sistema mediano	37 cm	33 cm	64 cm	5 - 18 cm	81 - 127 cm	55 kg
OT 3000	Sistema grande	37 cm	42 cm	81 cm	5 - 18 cm	117 - 173 cm	75 kg

