



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Sistema de baño OTTER

ref: OT..

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/bano-ninos/sistema-de-bano-otter>



El sistema de baño Otter ha sido diseñado para darle al niño apoyo postural en la bañera o la ducha.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



- Duradero y ligero. Chasis de plástico, fácil de limpiar.
- Tejido suave, fácil de montar para lavarlo a máquina.
- La silla se puede desmontar del soporte para bañar al niño sentado en ella directamente sobre la bañera.
- Asiento y respaldo regulable con 5 ángulos a elegir para adaptarse a los diversos requerimientos del usuario.
- Patas antideslizantes ajustables en altura hasta una altura de 18 cm para colocarlo a la altura ideal del cuidador.
- La altura puede ser ajustada con el niño en la silla.
- El sistema Uni-Bar permite hacer los ajustes en el asiento y en el respaldo con una sola mano.
- Las correas de las piernas permiten la abducción y aducción para optimizar el control postural.
- Dos correas de posicionamiento aseguran al niño al asiento.
- Los soportes en la cabeza son regulables en anchura y altura para mayor comodidad. Se pueden usar también como soportes laterales.
- Silla plegable para almacenarla fácilmente o transportarla.



La silla de baño Otter Pediatric proporciona apoyo y seguridad a los niños durante el baño. El Otter tiene un asiento y un respaldo ajustables en ángulo para adaptarse a las necesidades de posicionamiento de cada niño. Las patas son antideslizantes por seguridad y pueden elevar la silla 18 cm adicionales. La silla tiene soportes laterales regulables en altura y anchura que se pueden utilizar para posicionar la cabeza o el tronco.

TRES TALLAS DISPONIBLES

El sistema de baño pediátrico Otter está disponible en tres tamaños y opcionalmente con base para bañera o para ducha.

Hamaca plegable para almacenarla fácilmente o transportarla.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



BASE CON RUEDAS PARA LA DUCHA OPCIONAL

Eleva la altura de la Otter. Válido para las tres tallas de silla. Estructura de aluminio robusta, ligera y manejable. Ruedas giratorias para facilitar su manipulación, con cuatro ruedas con frenos.

Cierres sencillo: permite el montaje y desmontaje rápido.

Dimensiones:

- Ancho 69 cm
- Alto 53 cm
- Largo 84 cm



BASE PARA LA BAÑERA OPCIONAL

Un soporte para las tres tallas. Con esta base se eleva la silla a la altura más cómoda para el cuidador.

Patas antideslizantes y plegables para un cómodo almacenamiento y transporte.

Cierres sencillo: permite el montaje y desmontaje rápido.

Dimensiones:

- Altura ajustable de 13 a 25 cm
- Ancho 43 cm
- Largo 81 cm

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Tallas | Ancho asiento | Prof. asiento | Altura respaldo | Altura asiento | Altura usuario | Peso máx. |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| OT 1000 | Sistema pequeño | 37 cm | 33 cm | 45 cm | 5 -18 cm | 91 cm | 30 kg |
| OT 2000 | Sistema mediano | 37 cm | 33 cm | 64 cm | 5 - 18 cm | 81 - 127 cm | 55 kg |
| OT 3000 | Sistema grande | 37 cm | 42 cm | 81 cm | 5 - 18 cm | 117 - 173 cm | 75 kg |

