



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Vaso ergonómico con tapa

ref: H5725-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinco5-vasos-y-tazas/vaso-ergonomico-con-tapa-cinco5>



Vaso prácticamente irrompible que resulta muy fácil de agarrar, aún con manos pequeñas o con poco tono muscular. Apto para lavavajillas, congelador y microondas. Sistema antiderrame de líquidos. Marcas en 100 y 200 ml.

**Las tapas han sido especialmente diseñadas para beber y están disponibles en dos tamaños de 4 o de 8 mm.**

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Tapa	Capacidad
H5725 A	Tetina con orificio de 4 mm ø	250 ml
H5725 B	Tetina con orificio de 8 mm ø	250 ml

