



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Sujeta vasos doble asa

ref: H5741-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cinco5-vasos-y-tazas/sujeta-vasos-doble-asa-cinco5>



Set completo de sujeta vaso con dos vasos. Plástico ABS de gran resistencia. Proporciona un agarre fácil con una gran doble asa. Se suministra con 1 vaso, dos tapas con diferente diámetro (4 y 8 mm) y una tapa de mayor tamaño con reducción de líquidos, para cubrir diferentes necesidades. Su ancha base le proporciona gran estabilidad y previene el derrame del líquido. Capacidad 250ml.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



El vaso con dos asas mejora la autonomía de personas con problemas de movilidad a la hora de beber. Así, permite que éstas puedan beber solas, aun estando recostadas, sin riesgo de derrames y atragantamientos, gracias a una tetina perforada y a dos asas ergonómicas para un cómodo agarre.