



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de posicionamiento 'Trotter'

ref: TR

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/buggys-y-sillas-infantiles/silla-de-posicionamiento-trotter>



La silla de posicionamiento plegable y ligera que proporciona soluciones de transporte. Ruedas delanteras de 20 cm y traseras de 20 cm con freno de pie. Cinturón pélvico de posicionamiento y arnés "H" de cinco puntos con correas acolchadas. La correa acolchada y reversible aumenta la comodidad del usuario: por un lado es imitación de lana de oveja y por el otro es de terciopelo. Crash Test para transporte: ha superado una prueba de choque frontal realizada con un maniquí de 130 lb a una velocidad de 30 mph. Reposapiés abatibles ajustables y extraíbles que se ajustan de forma independiente.

- Ángulo de asiento ajustable - 15° y 22°.
- Ángulo del respaldo ajustable - 85°, 90° y 95°.
- Tela negra lavable.
- Profundidad de asiento ajustable.
- Marco ligero y plegable con correa para mantenerla fija.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO ASIENTO	PROFUNDIDAD ASIENTO	ALTURA RESPALDO	ASIENTO AL SUELO	PESO	CARGA MÁX.
TR 1200	30 cm	30-35 cm	51 cm	56 cm	8,6 kg	34 kg
TR 1400	35 cm	33-38 cm	58 cm	56 cm	9,5 kg	45 kg
TR 1600	41 cm	35-41 cm	61 cm	56 cm	11 kg	77 kg
TR 1800	46 cm	38-43 cm	64 cm	58 cm	13 kg	113 kg

