



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas respaldo reclinable TS1

ref: TS-1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas/silla-de-ruedas-respaldo-reclinable-ts1>



Nueva silla de ruedas con chasis rígido y respaldo reclinable con pistones de gas. Asiento y respaldo acolchados para un mayor confort y tapizados con material impermeables para facilitar la limpieza. Incorpora de serie una cubeta de gran capacidad. Los reposabrazos son extraíbles y las almohadillas están fabricadas con poliuretano de tacto suave. Ruedas de gran tamaño de 200x50 mm, lo que proporcionan la posibilidad de salir a exteriores y por sus reducidas dimensiones es apta para uso en interiores.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



RESPALDO RECLINABLE

El respaldo es reclinable hasta 50º con una sola mano, accionando una palanca situada en el asa del respaldo.

Incorpora dos pistones de gas, para que sea más fácil la reclinación del respaldo y pueda elegir cualquier posición simplemente soltando la palanca.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

17

120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO asiento	ANCHO total	Fondo total	Altura asiento	Fondo asiento	Altura respaldo
TS-1	44 cm	61 cm	100 cm	54 cm	41 cm	49 cm

