



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Taburete redondo MESINA

ref: AD540L

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-redondo-mesina>



Práctico taburete inoxidable, estable y seguro. Discreto y funcional que encaja bien en cualquier baño y es ideal para platos de ducha pequeños. En especial en duchas o en cuartos de baño pequeños.





Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia




120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Diámetro	Altura regulable
AD540L	33 cm	de 39 a 54 cm
AD540L-N	33 cm	de 39 a 54 cm

Accesorios

-  Asiento blando para taburete redondo ROUND (A540F)

