



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha CLEAN regulable en altura

ref: AD828L/G-4R

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-clean-regulable-en-altura>



Silla de ducha y WC de altura regulable que permite ajustar la altura del asiento de 48 cm a 60 cm para adaptarse a las necesidades y circunstancias particulares de cada persona, por ejemplo para facilitar las transferencias o utilizar el lavabo.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Silla de ducha y wc cómoda, segura y fácil de usar. Cada detalle de la silla ha estado pensado para que cualquier situación sea de lo más fácil para el usuario y para el cuidador. CLEAN es una silla muy resistente y duradera. Las transferencias también son más fáciles, cómodas y sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento. Fácil de manejar, gira en espacios estrechos.



### **Práctica y fácil de maniobrar**

Se coloca fácilmente sobre cualquier inodoro, incluso sobre los montados en la pared. La silla Clean de altura regulable que permite ajustar la altura del asiento de 48 cm a 60 cm. Los frenos en las ruedas delanteras se pueden accionar fácilmente cuando los de las ruedas traseras son de difícil acceso., por ejemplo, al colocar la silla Clean sobre el WC.

### **Reposapiés ergonómicos**


Con formas anatómicas redondeadas, antideslizantes, de tacto cálido y envolventes por los lados. Como todos los detalles de la silla Clean los reposapiés están diseñados para proporcionar confort y seguridad al usuario y al cuidador, en este caso, alojar y proteger los pies desnudos. Regulables en altura y fácilmente escamoteables bajo la silla cuando no está en uso.

### **Fácil acceso**

El asiento está totalmente abierto en la parte trasera, en vez de en la frontal. Este concepto, introducido por primera vez por Etac pensando en la dignidad de los pacientes y en facilitar la labor de los cuidadores, es el más popular en las instituciones de toda Europa. Facilita mucho al cuidador el acceso para la higiene íntima, y al mismo tiempo aporta más dignidad a la persona que precisa ayuda.



### **DIMENSIONES:**













## Tabla de medidas y modelos

| Modelo     | Alto asiento | Ancho total | Fondo | ancho asiento | Ancho entre brazos | Altura WC  | Color  |
|------------|--------------|-------------|-------|---------------|--------------------|------------|--------|
| AD828L/G-4 | 48 a 60 cm   | 54 cm       | 86 cm | 48 cm         | 43 cm              | 43 a 54 cm | Blanco |

## Accesorios

-  Estante bandeja
-  Asiento blando para silla clean
-  Tapa poliuretano silla clean
-  Cinturón de seguridad para silla clean
-  Soportes laterales para silla clean
-  Respaldo blando para silla clean
-  Orinal para silla clean
-  Cinturón de pecho (Se recomienda su uso combinado con un cinturón de seguridad de cadera)