



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Sillón elevador COCOON. Reposabrazos extraíbles

ref: AD752

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-cocoon-reposabrazos-extraibles>



El sillón COCOON es un sillón elevador eléctrico multiposición y ultra cómodo que facilita el acceso a cuidados y a las transferencias gracias a sus reposabrazos abatibles y extraíbles. Versión estándar.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Gracias a sus revestimientos que cumplen con los estándares ignífugos y son fáciles de limpiar, el COCOON se puede utilizar tanto en el hogar como en la comunidad. Se compone de fundas acolchadas con cremallera extraíbles y lavables a 30°.

Este sillón elevador eléctrico está equipado con reposabrazos extraíbles y abatibles para facilitar los traslados sentado/de pie.

El COCOON con un diseño moderno es un producto exclusivo en el mercado.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



El COCOON también existe en versión XXL para adaptarse a cada necesidad y a todas las morfologías de los usuarios.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Higiene óptima: módulos de tapizado acolchado reemplazables, extraíbles y lavables a máquina a 30°.
- Acolchados suaves y ultra confortables rellenos de fibra hueca siliconada.
- 4 posiciones: sentado - relax (TV) - descanso - elevador
- Revestimiento biocompatible
- Nuestro SILLÓN COCOON CONFORT está registrado en la base de datos CERAHTEC





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Profundidad asiento	Ancho total	Altura asiento	Alto total	Fondo total
AD752	50 cm	45 cm	93 cm	52 cm	110 cm	90 cm

