



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Sillón basculante con ruedas ESSENTIEL

ref: AD800

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-basculante-con-ruedas-essentiel>



El sillón basculante ESSENTIEL es de uso exclusivo interior diseñado para personas asistidas por un acompañante. ESSENTIEL fue diseñado por nuestros equipos de investigación y desarrollo, para lograr la mayor comodidad del usuario.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



El sillón en forma de concha está fabricado en espuma HD (alta densidad). Está equipado de serie con: mesa auxiliar, asiento de espuma Visco (Clase II) con memoria de forma, arnés, almohada cervical anatómica.

Tiene un reposapiés con plataformas independientes y plegables. En posición semi recostada, el reposapiés está alineado con el asiento para mayor comodidad. La anchura del asiento y la del reposapiés son idénticas para garantizar al paciente el mejor apoyo posible.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## CARACTERÍSTICAS

- Asiento de espuma viscoelástica Tipo Clase II
- Revestimiento biocompatible de PVC/PU con tratamiento ignífugo M2
- Reposapiés regulables en altura independientes y plataformas plegables.

El cuidador gestiona manualmente la basculación del sillón: asiento / respaldo / reposapiés están sincronizados para una inclinación de hasta 30°.

Nuestros equipos de Investigación y Desarrollo han diseñado este sillón para preservar la facilidad de uso y el confort en el día a día: ESSENTIEL permite un fácil acceso a las mesas de comedor, gracias a la altura de sus apoyabrazos adaptados.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Profundidad asiento	Ancho total	Altura asiento	Alto total
AD800	47 cm	47 cm	73 cm	48 cm	132 cm

