



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Taburete triangular CORNER

ref: AD817

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-triangular-corner>



Taburete ligero e inoxidable ideal para platos de ducha pequeños y especialmente recomendado para postoperatorio de cadera y limitaciones de movilidad.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Sentando como muestra la ilustración es fácil doblar las piernas hacia los lados y alcanzar cómodamente los pies, que de otra manera resultan inaccesibles.



120

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Asiento | Altura regulable |
|---------|-------------|------------------|
| AD817 | 40x37x37 cm | de 39 a 54 cm |
| AD817-N | 40x37x37 cm | de 39 a 54 cm |





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Accesorios



- Asiento blando para taburete triangular CORNER (A817F)

